


ATS - Autotrans

**Geschlossenes Niedervakuum-System
zur postoperativen autologen Direkt-Retransfusion**



120-000


ATS-Autotrans
Autotransfusionssystem

▶ **sicher**

▶ **einfache Handhabung**

▶ **hohe Blutqualität**

ATS - Autotrans



210-000 ATS-40 Transfusionsbesteck
mit 40µ-Filter



120-500 Drainagebeutel

- Niedervakuum-Sog – reduziert die Erythrozytenbeeinträchtigung (Hämolyse)
- einfache und sichere Handhabung
- gebrauchsfertiges System, schnelle Konnektion
- keine externe Vakuumquelle notwendig
- autologes Blut reduziert den Einsatz von homologen Konserven
- 1000 ml Sammelbeutel
- 2 Rücklaufsicherungen
- 200 µm Filter im System integriert
- wirtschaftlich, weil kostengünstig
- latexfrei

CE 0482

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Packungsgröße
120-000	ATS-Autotrans Autotransfusionssystem mit 3 Drainagekonnektoren und dekonnektierbarer Drainageverlängerung, 375ml Faltenbalg und 1000ml Retransfusionsbeutel mit Rückschlagventil und 200µ - Filter	10
210-000	ATS-40 Transfusionsbesteck mit 40 µm -Filter 150 cm, Rollenklemme, Luer Lock	60
120-500	Drainagebeutel Abfallbeutel 700ml	60

STRADIS

Stradis HandelsgmbH
Silberbachweg 12
A-2011 Sierndorf
Tel./Fax: +43 2267 43091
mail: office@stradis.at
web: www.stradis.at