


Vibrolipo® system

Für die Harmonie des Körpers und die Leichtigkeit der Verführung.

Euromi



Euromi erfindet die **vibrolipo**® Absaug



Das **Vibrolipo**® system stellt

eine unbestreitbare Innovation mit

internationalen Patent dar.

Dieses System bringt durch

Vibrationen eine quantitative Infiltration

und eine **Vibrolipo**® Skulptur,

dass mit dem selben Aparat.

> Was ist enthalten ?

- 1 x Lipomatic® 2
- 1 x Vibrolipo® Control
- 1 x Vibrolipo® Infiltrator
- 1 x Aspirator

Das System basiert auf dem Baukastenprinzip.
Ältere Systeme können aufgerüstet werden.



ung neu

Lipomatic[®] 2 by **Euromi**



> VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

- ▶ Verkürzung der OP-Zeit
- ▶ weniger Schmerzen
- ▶ sichtbare Reduzierung der Traumafolgen (Hämatome, Echymosen)
- ▶ Verbesserung der Hautqualität (basierend auf dem speziellen Wirkungsprinzip)
- ▶ postoperative Phase wird verkürzt




> VORTEILE FÜR DEN OPERATEUR

- ▶ leichtes Handling
- ▶ geringe Ermüdung
- ▶ erleichteter Zugang zu schwierigen Behandlungszonen (Rücken, fibrosierte Areale)
- ▶ Behandlung von kritischen Zonen (Knie, Knöchel, Pobereich) mit großer Präzision
- ▶ homogene Infiltration mit permanenter Kontrolle über die Infiltrationsmengen pro Areal (7 Memoryfunktionen).
- ▶ Möglichkeiten an gerade infiltrierte und/oder abgesaugte Zonen zu arbeiten.



< **Endoscopy**
Erhaltung der nicht adipösen Struktur

< **Nutation**
Schwingungseffekt



> SICHERHEIT – QUALITÄT

- ▶ das Lipomatic-Gerät wurde für eine Absaugung von hohem Sicherheitsstandard entwickelt, unter besonderer Schonung der nicht adipösen Strukturen (emulrierender Effekt)
- ▶ der Mikropump-Effekt ermöglicht die beschleunigte Fettextraktion ohne Sogerrhöhung
- ▶ keine Freisetzung von Wärme
- ▶ eingebauter Sicherheitsmechanismus
- ▶ CE – 510k (FDA) – KFDA Kennzeichnung.

Vorher



Nachher



Vorher



Nachher



Vorher



Nachher



> KANÜLEN LIPOMATIC®

ARTEN	DURCHMESSER	AUSMAßE (mm)				
		150	200	250	300	350
EINE ROSTFREIE STANDARD ÖFFNUNG	3	*	*	*	*	
	4	*	*	*	*	*
	5		*	*	*	*
EINE TEFLON STANDARD ÖFFNUNG	3	*	*	*	*	
	4	*	*	*	*	*
	5		*	*	*	*
ZWEI ROSTFREIE STANDARD ÖFFNUNGEN	3	*	*	*	*	
	4	*	*	*	*	*
	5		*	*	*	*
ZWEI TEFLON STANDARD ÖFFNUNGEN	3	*	*	*	*	
	4	*	*	*	*	*
	5		*	*	*	*
ROSTFREIE ACCELERATOR KANÜLE	3	*	*	*	*	
	4	*	*	*	*	*
	5		*	*	*	*
TEFLON ACCELERATOR KANÜLE	3	*	*	*	*	
	4	*	*	*	*	*
	5		*	*	*	*
ROSTFREIE MERCEDES KANÜLE	3	*	*	*	*	
	4	*	*	*	*	*
	5		*	*	*	*
TEFLON MERCEDES KANÜLE	3	*	*	*	*	
	4	*	*	*	*	*
	5		*	*	*	*

> TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Luftdruck : 3 bis 5 bar
- Frequenz : 10 hz
- Verlängerung : 6 mm

STRADIS

Stradis HandelsgmbH
 Silberbachweg 12
 2011 Sierndorf
 Tel./Fax: +43 2267 43091
 email: office@stradis.at
 www.stradis.at

Euromi

EUROMI S.A. 1, rue J.Feller B-4800 Ensval - Belgien
 Tel : 32.87.29.22.22 - Fax : 32.87.29.22.23
 E-Mail: info@euromi.com - www.euromi.com

Vibrolipo[®] system

Lipomatic[®] 2



> Lipomatic[®] 2 (handpiece) + accessories


Vibrolipo[®] control

> Control system + accessories




Vibrolipo[®] system 1


- > Lipomatic[®] 2 (handpiece) + accessories
- > Control system + accessories
- > Aspirator 2



Vibrolipo[®] system 2


- > Lipomatic[®] 2 (handpiece) + accessories
- > Control system + accessories
- > Quantitative infiltration system + accessories






Vibrolipo® system 3

- > Lipomatic® 2 (handpiece) + accessories
- > Control system + accessories
- > Quantitative infiltration system + accessories
- > Aspirator 2



Vibrolipo® infiltrator

- > Quantitative infiltration system + accessories



Aspirator 2

- > Aspirator 2 + accessories